


检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No:210303047

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: HTM0-3721-24

共4页 第1页

委托单位	广州市安身宝医疗器械有限公司 地址: 广州市花都区团结路12号之二2栋401房 (空港花都)		
客户认定信息	医用外科口罩 30个 商标: 安身宝 批号: 20210901 型号规格: 长方形耳挂式		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2021-09-23
		报告签发日期	2021-10-13
判定依据	YY 0469-2011 《医用外科口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	无菌试验	YY 0469-2011	符合
	细菌过滤效率	YY 0469-2011	符合
	合成血液穿透	YY 0469-2011	符合
	颗粒过滤效率	YY 0469-2011	符合
	口罩带[3个]	YY 0469-2011	符合
	环氧乙烷残留量	YY 0469-2011	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘丽琴 高级工程师

刘丽琴




样品图片

(电子版)

No:210303047

共4页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No:210303047

共4页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
● 无菌试验	GB/T 14233.2-2005 条款3	无菌	无菌生长	符合	
● 细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 49cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 98.8 BFE ₂ 98.7 BFE ₃ 99.0	符合	
● 合成血液穿透	YY 0469-2011 5.5	口罩内侧面不应出现渗透。	未渗透	符合	
● 颗粒过滤效率 (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量: 30L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m ³ 温度: 23.7℃ 相对湿度: 36.6%	≥30	最小值 91.51	符合	
● 口罩带[3个]	YY 0469-2011 5.4	口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	
备 注	(本栏空白)				



检验检测报告附页 (电子版)

No: 210303047

共4页 第4页

检验检测项目：环氧乙烷残留量				
测试方法：GB/T 14233.1-2008				
物质名称	化学文摘编号	标准要求 (μ g/g)	检出限 (μ g/g)	检验检测结果 (μ g/g)
环氧乙烷	75-21-8	≤ 10	0.5	未检出
说明	结果未检出表示含量低于检出限。 该项目按照YY 0469-2011标准判定。			
本项判定	符合			

——本报告结束——

